




尿の採尿方法について（事前に容器を渡されている方のみ）

- ・ **受付時間の4時間以内**の尿を採ってください。
- ・ 出始めの尿(概ね数十滴程度)は採らずに捨て、中間尿(尿の出始めと終わりを除いた排尿途中の尿)を採ってください。
- ・ 提出袋の記入欄へ必要事項をご記入の上、受付に提出してください。
- ・ 生理中の方は、生理が終わってから後日採尿し、提出してください。（提出する日は健診時にお伝えします）

使用方法




排尿中に採尿コップを当てる。

採尿



スリガラス模様の位置まで尿を注ぐ。

移し替え



キャップを回して密栓する。

密栓

提出

チャックを閉める



記入

記入

名前シールや袋に氏名記入し、
名前シールを該当に貼る。
袋に入れチャックを閉める。



採尿方法動画